





Az állványt helyezze stabil, vízszintes felületre. Beállítás közben tartsa erősen a készüléket. Csak eredeti BIOPTRON állványt használjon. A gyártó nem vállal felelősséget a készülékre egyéb állványok használatát esetén. Umieszczenie statywy na twardym, płaskim podłożu. Głowicę urządzenia należy zawsze mocno przytrzymać podczas dokonywania ustawień. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w przypadku korzystania z urządzeń nie zintegrowanych z innymi niż firmowy. Umieśćcie stojan na pewny a równy powrch. Při nastavování držte zařízení pevně. Používejte pouze originální stojany BIOPTRON. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost při použití neoriginálních stojanů! Stojan umístěte na pevný a rovný povrch. Počas nastavovania prístroj pevne držte. Používajte len originálne stojany BIOPTRON. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade používania iných stojanov.



Az otthoni állvány beállítási lehetőségei • Ustawienia statywu w warunkach domowych
Možnosti nastavení domácího stojanu • Možnosti nastavenia domáceho stojana



A professzionális állvány beállítási lehetőségei • Ustawienia statywu profesjonalnego
Možnosti nastavení profesionálního stojanu • Možnosti nastavenia profesionálneho stojana



Falra rögzíthető állványszerelék • Ustawienia statywu ściennego
Možnosti nastavení nástěnného držáku • Možnosti nastavenia nástenného držáka

FIGYELEM! • OSTRZEŻENIA UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE

A készülék biztonságos kezelése érdekében, kérjük mindig vegye figyelembe az utasításokat/biztonsági óvintézkedéseket. Korzystanie z urządzenia może okazać się niebezpieczne, jeżeli nie są przestrzegane dane wskazówki bezpieczeństwa. Tento přístroj může být nebezpečný, pokud jsou tyto instrukce/bezpečnostní opatření ignorovány. Prístroj môže byť nebezpečný v prípade, že budete ignorovať inštrukcie v tomto návode.

- Áramütés veszély! Űgyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz! SOSE merítse vízbe! Ne nyissa ki!**
Zagrożenie porażenia prądem! Przechowuj w suchym miejscu! NIGDY nie korzystaj z urządzenia w wodzie! Nie otwieraj!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zařízení udržujte v suchu! NIKDY ho neponepujte do vody a neotevírejte!
Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom! Udržujte v suchu! NIKDY neponárajte do vody! Zariadenie neotvárajte!
- Sose takarja le a szellőzőnyílásokat. A készülék túlmelegedhet, ami kárt okozhat a készülékben.**
Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych w urządzeniu. Grozi to przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia. Niekdy nezakrývajte ventilační otvory na přístroji. Hrozí nebezpečí jeho přehřátí a poškození.
Nikdy na prístroji nezakrývajte otvory ventilátora. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia a poškodenia prístroja.
- Ne mőködtesse az eszközöt, ha bármilyen sérülés van a főkábelben, csatlakozóban, burkolaton vagy az optikai elemeken.**
Nigdy nie stosuj uszkodzonego urządzenia (przewodów zasilających, wtyczki, obudowy lub elementów optycznych). Niekdy přístroj nepoužívejte, pokud je jakkoli poškozen (kabely, konektory, kryt nebo optické součástky). Niekdy nepoužívajte poškodený prístroj (káble, zástrčky, kryt alebo optické komponenty).
- Áramütés veszély. Ha foliadék, vagy szilárd darabok kerülnek az eszközbe, húzza ki a konnektorból és küldje szakszervizbe biztonsági ellenőrzésre.**
Ryzyko porażenia prądem. W przypadku zalania lub przedostania się drobnych cząstek do wnętrza urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania. Skontaktuj się z centrum serwisowym. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Okamžitě odpojte přístroj z elektrické sítě, pokud do něj vnikla tekutina nebo jakékoli pevné částecy. Kontaktujte své servisní středisko. Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade, že sa do prístroja dostane akákoľvek tekutina alebo nejaké pevné častičky, odpojte ho zo siete. Kontaktujte vaše servisné stredisko.
- Az eszközön végzendő javításokat és a halogén égő cseréjét csak a hivatalos BIOPTRON szakszerviz végezheti! Ne próbálkozzon a készülék saját kezű javításával! Ne szereljen, változtasson a készüléken!**
Naprawa oraz wymiana żarówki halogenowej powinna być wykonywana jedynie w autoryzowanych centrach serwisowych BIOPTRON! Nie należy dokonywać napraw we własnym zakresie! Nie jest dozwolona żadna modyfikacja tego urządzenia!
Oprava a výměna halogénové žárovky může být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku BIOPTRON! Niekdy neopravujte prístroj sami. Jakékoli úpravy tohoto zařízení jsou zakázány!
Opravy a výmeny halogénovej žiarovky je oprávnené vykonávať iba autorizované servisné stredisko BIOPTRON! Sami prístroj neopravujte! Nie sú povolené žiadne úpravy prístroja!

Kezelési javallatok • Wskazania dotyczące użytkowania
Doporučení k léčbě • Doporučenia k liečbe

Használat előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét, különösen az alábbi betegségek esetén: • fényallergia • porfiria (hemoglobin felépítés zavara) minden típusa, nagyfokú fényérzékenység jellemzi • aktinikus retikulózis (retikulum sejtek működési zavarával kapcsolatos bőrbetegség) • cheilitis exfoliativa actinica (krónikus ajakgyulladás napfény hatására) • eritéma exsudativum multiforme (vörös, foltoszerű duzzanatokkal járó bőrbetegség) • szisztémás lupus erythematosus (idült autoimmun-betegség) • herpes solaris (napfény által kiváltott herpesz) • hydroa vacciniformis (krónikus napallergia, fotodermatosis, fény okozta bőrmegbetegedés) • xeroderma pigmentosum • szemgyulladás • retinabetegség • mellékhatásként fényérzékenységet okozó gyógyszerek vagy gyógynövények szedése esetén. Przed zastosowaniem terapii skonsultuj się z lekarzem, szczególnie w przypadku następujących dolegliwości: • alergia na światło • porfiria (wszystkie rodzaje) • actinic reticulosis • cheilitis exfoliativa actinica – rodzaj zapalenia warg • rumień wielopostaciowy wysiękowy • tocznia rumieniowata • opryszczka słoneczna • opryszczka oспwko

wata (hydroa vacciniformis) • skóra pergaminowata i barwnikowa • stany zapalne oczu • schorzenia siatkówki • przyjmowanie fotouczulających leków/ziół
Dříve než začnete používat tento přístroj, poraďte se se svým lékařem, a to zejména v těch případech, pokud trpíte: • světleplachostí • porfýrií (všechny druhy) • aktinickou keratózou • zánětem rtu ze slunečního záření (cheilitis exfoliativa actinica) • akutním puchýřnatým onemocněním kůže a sliznic (erythema exsudativum multiforme) • lupus erythematosus • herpes solaris • malé puchýřky na kůži (hydroa vacciniformis) • zvýšená pigmentace a atrofie kůže (xeroderma pigmentosum) • záněty očí • onemocněním sítnice • užíváte fotosenzibilizující léky / výtažky z rostlin. Před použitím konzultujte s lékařem, najmä v prípade: • fotoalergie • porfýrie (všetky typy) • aktinickéj retikulózy • zápalu pery zo slnečného žiarenia a vysokej teploty • ťažkých kožných ochorení so sčervenením kože a tvorbou pľuzgierov • lupus erythematosus • herpes solaris • bakteriálneho ochorenia kože (hydroa vacciniformis) • nadmernej citlivosti kože na slnečné žiarenie (xeroderma pigmentosum) • zápalu očí • ochorenia sietnice • užívanie fotosenzitívnych liečiv / bylíniek.

Kezelés a szemek környékén: a gyártó azt javasolja, hogy a kezelés ideje alatt tartsa csukva a szemeit és vegye ki kontaktlencsét. Zalecenia dotyczące stosowania terapii w okolicach oczu: przed zastosowaniem terapii należy zdjąć soczewki i zamknąć oczy. Doporučení pro ošetřování v oblasti očí: vyjměte kontaktní čočky a oči mějte zavřené. Odporúčanie pre liečbu očných partií: vytiahnite si kontaktné šošovky a oči majte zatvorené.

A BIOPTRON gyártója minden esetben tanácsolja a szemvédő használatát újszülöttek kezelése esetén. W przypadku stosowania terapii światłem u noworodków, BIOPTRON AG zaleca zastosowanie ochrony oczu. Při aplikaci u novorozenců společnost BIOPTRON AG důrazně doporučuje používat během léčení ochranu očí. U novorodencov BIOPTRON AG dôrazne odporúča chrániť zrak počas ošetrovania..

A gyermekek kezelése mindig felnőttek felügyelete mellett történjen! W przypadku stosowania terapii światłem u dzieci, zaleca się opiekę osoby dorosłej. Aplikace u dětí musí probíhat vždy pod dohledem dospělých/rodičů. Aplikácia u detí by mala vždy prebiehať pod dohľadom dospelého osoby.

A BIOPTRON készülékeket használhatják szív-implantátummal vagy szivritmus-szabályozó készülékkel élő vásárlóink is. Urządzenie BIOPTRON może być stosowane przez osoby posiadające implanty kardiologiczne i stymulatory serca. Přístroje BIOPTRON mohou používat lidé se srdečními implantáty a kardiostimulátory. Prístroje BIOPTRON môžu používať aj zákazníci, ktorí majú kardiologické implantáty a kardiostimulátory.

Tisztítás, tárolás és környezetvédelem • Czyszczenie, przechowywanie i ochrona środowiska
Čištění, skladování a ochrana životního prostředí • Čistenie, uskladnenie a ochrana životného prostredia

Tisztítás előtt húzza ki az eszközt a hálózatról. A burkolat tisztításakor használjon puha, száraz törölkendőt. Ne használjon folyékony tisztítószert. Védje a portól, rezgéstől és rázkódotól. Odłącz i oczyść urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie używaj żadnych płynów. Chroń przed kurzem. Unikaj gwałtownych ruchów, wstrząsów. Odpojte prístroj ze sítě a očistíte ho mēkkým a suchým hadríkém. Nepoužívejte žádnou tekutinu. Chraňte ho před prachem a nevystavujte otřesům nebo nárazům. Prístroj odpojte zo siete a vyčistite ho mäkkou, suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne kvapaliny. Prístroj chráňte pred prachom, otrasmí a nárazmi.

A csomagolás újrahasznosítható anyagból készült. Az elektronikai hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Opakowanie zdatne do utylizacji. Utylizacja zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami. Obal je recyklovateľný. Při likvidácii prístroje postupujte podľa platných nařízení a zákonů. Obaly sú recyklovateľné. Pri likvidácii prístroja dodržujte platnú legislatívu Slovenskej republiky.

A biztosítékok csak azonos típusú, T2A/250V biztosítékkal lehet kicserélni. Bezpiecznik T2A/250V może być zastąpiony wyłącznie bezpiecznikiem tego samego typu. Pojistka může být nahrazena pouze T2A/250 V pojistkou stejného typu. Poistka môže byť nahradená iba poistkou rovnakého typu, a to konkrétne T2A/250V .

A fény jellemzői • Właściwości światła • Charakteristika světla • Charakteristika svetla

• Polarizált Spolaryzowane Polarizované Polarizované	• Poliokromatikus, UV-sugárzás nélkül Polichromatyczne, pozbawione promieniowania UV Polychromatické bez UV záření Polychromatické bez UV žiarenia	• Inkoherens Niespójne Inkoherentní Inkoherentné	• Alacsony energiájú Niskoenergetyczne Niskoenergetické Niskoenergetické
--	--	--	--

Hálózati csatlakozás Zasilanie Napájanie Napájanie	100–240 V~ 50/60 Hz	Polarizáció foka Stoperń polaryzacji Stupeń polaryzace Stupeń polarizácie	>95 % 590–1550 nm
--	---------------------	---	-------------------

Teljesítmény Zuzycie energii Prikon Prikon	1.4–1.0 A	Fajlagos teljesítménysűrűség Gęstość mocy Specyfická hustota energie Specifická hustota sily	~40mW/cm ²
--	-----------	--	-----------------------

Halogén izzó névleges teljesítménye Moc halogenu Jmenovitý výkon halogenu Menovitý výkon halogénu	90 W	Energiasűrűség Wydatek energii na minutę Světelná energie za minutu Energia svetla za minutu	~2.4 J/cm ²
---	------	--	------------------------

Érintésvédelem Klasa bezpieczeństwa Ochranná třída Ochranná třieda	I IP 20	Fényintenzitás Natężenie światła Intenzita světla Intenzita svetla	10 000 lux
--	---------	--	------------

Készülék típusa Typ urządzenia Typ zařízení Typ prístroja	B	CE jelölés Oznakowanie CE CE značka Registrovaný pod značkou Rady Európy CE	CE 0124
---	---	---	---------

Súly Waga Hmotnost Hmotnosť	4.3 kg	Előírások Zgodny z Podle normy Podľa normy	EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-1-2 EN/IEC 61000-3-2/3
-----------------------------	--------	--	--

Hullámhossz Długość fal Vlnová délka Vlnová dĺžka	480–3 400 nm	Környezeti hőmérséklet Długość fal Temperatura otoczenia Teplota okolí Okolité teplota	+10°C...+40°C -30°C...+45°C
---	--------------	--	-----------------------------

Biztosíték Pojistka Pojistka Poistka
T2A/250V

Előírások Zgodny z Podle normy Podľa normy
EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-1-2 EN/IEC 61000-3-2/3

Környezeti hőmérséklet Długość fal Temperatura otoczenia Teplota okolí Okolité teplota
+10°C...+40°C -30°C...+45°C

Az elektromágneses hatással kapcsolatban további információt a «műszaki leírásban» talál. Informacje na temat oddziaływania elektromagnetycznego znajdują się w „Dokumentacji Technicznej” produktu. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych i projektowych. Informace o vlivu elektromagnetického záření naleznete v «příručce Biopton». Informácie o vplyve elektromagnetického žiarenia nájdete v „Príručke Biopton”.

ergo use SV155

BIOPTRON AG – Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Switzerland
Phone: +41 43 888 28 00
Fax: +41 43 888 28 99
E-Mail: light@bioptron.com
www.bioptron.com



B2 BIOPTRON 2

HU Használati útmutató PL Instrukcja użytkowania
CS Návod k obsluze SK Návod na použitie

PAG-880

Otthoni B2 állvány Statywu standardowy B2 Domáci stojan pro B2 Domáci stojan
PAG-883-Y

Professzionális B2 állvány Statywu profesjonalny B2 Profesionální stojan pro B2 Profesionální stojan
PAG-881

Falra szerelhető B2 állvány Statywu ścienny B2 Nástěnný držák pro B2 Nástěnný držák
PAG-882

Made in Switzerland

Használat előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a használati útmutatóban írtakat. Az előírások be nem tartása áramütéshez és más sérülésekhez vezethet. Ne dobja ki. Őrize meg a használati útmutatót, mivel később is szükség lehet rá. A készülék orvostechnikai eszköz minősítés (MDD93/42/EEC) kapott. Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi urządzenia i postępuj zgodnie z zaleceniami. Nie przestrzeganie zasad opisanych w niniejszej instrukcji, może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń. Instrukcji nie należy wyrzucać. Zachowaj instrukcję, aby skorzystać z niej w przyszłości. Ten produkt jest urządzeniem medycznym zgodnym z MDD93/42/EEC. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Nedodržení instrukcí může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Návod nevyhazujte, ale uschovejte pro pozdější použití. Tento výrobek je zdravotnickým přístrojem, který je vyroben plně v souladu s MDD93/42/EEC. Před použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Ich nedodržovanie môže viesť k závažnému elektrickým prúdom i ďalším zraneniam. Návod na použitie nevyhadzujte. Ponechajte si ho pre ďalšie použitie. Tento výrobok MDD93/42/EEC.