

1 | A készülék leírása • Opis urządzenia Popis prístroja • Popis pristroja



BPro1 asztali állvány • Stativy stołowy BPro 1

Stolní stojan BPro 1 • Stolový stojan

A készüléket helyezze stabil, vízszintes felületre.

Ustaw stawy stołowy BPro 1 na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Umieść stolní stojan BPro 1 na pevný a rovný povrch.

Položte prístroj na pevný a rovný povrch.



Start/Stop
Start/Stop
Start/Stop

Időbeállítás (-)
Ustavanie času (-)
Nastavení času (-)

Nastavenie času (-)
Nastavení času (-)

Időbeállítás (+)
Ustavenie času (+)
Nastavení času (+)

Nastavenie času (+)
Nastavení času (+)

Start/Stop
Start/Stop
Start/Stop

Szellőzőnyílás
Otvary wentylacyjne
Vétvaci mřížka
Otvary ventilátora

Beállító gomb
Regulácia ustawienia głowicy
Upevňovač knoflík
Upevňovač gombík

Magasságállító gomb
Przycisk regulacji wysokości
Upevňovač knoflík
Tlačidlo na nastavenie výšky

BPro1 nagy állvánnyal
BPro 1 stacyjny podłogowy
BPro 1 podlahový stojan
BPro1 stolový stojan

Kivehető szívacsos aláélet
Mata: podlega wymianie,
można czyszczyć cieplą
wodą i/lub dezynfekcować
70% roztopem etanolu
Vymeniteľná podložka
Vymeniteľná podložka

10 cm-es tűtvártató
Drążek dystansowy 10 cm
10centimetrowá výsuvná tyčka
10 cm dlhá palica na nastavenie vzdialenosťi

CSatlakozóalj (kihúzható hálózati kábel)
Włącznik (przenośny przewód zasilający)
Konektor (odnimanetyl napajací kabel)
Konektor (vyberatelný napajací kábel)

Szűrő: 11 cm átmérőjű
Medyczny filtr: 11 cm średnicy
Filtér: průměr 11 cm
Lekársky filter: priemer 11 cm

10 cm-es tűtvártató
Drążek dystansowy 10 cm
10centimetrowá výsuvná tyčka
10 cm dlhá palica na nastavenie vzdialenosťi

Készülékfej
Głowica
Hlava zařízení
Hlava prístroja

Kijelző és kezelő panel
Panel kontrolny
Ovládací panel
Kontrolní panel

10 cm
Ø 11cm

Használat előtt kérje ki kezelőorvos véleményét,
hogy a terápia valóban megfelel-e a kívánt kezelési célnak. Przed zastosowaniem terapii skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby upewnić się, czy terapia jest wskazana w zamierzonym leczeniu. Przed použitím konzultujte se svým lékařem vhodnost použití této terapie pro zamýšlený typ ošetření. Před použitím konzultujte se s vašim lekárom vhodnosť použitý liečby pre zamýšľaný typ ošetrenia.

10 cm
Ø 11cm

Készüléket szűrővel kell tartani, ha a kezelési idő 4-10 perc.

Használat előtt kérje ki kezelőorvos véleményét,
hogy a terápia valóban megfelel-e a kívánt kezelési célnak. Przed zastosowaniem terapii skonsultuj się ze swoim lekarzem, aby upewnić się, czy terapia jest wskazana w zamierzonym leczeniu. Przed použitím konzultujte se svým lékařem vhodnost použití této terapie pro zamýšlený typ ošetření. Před použitím konzultujte se s vašim lekárom vhodnosť použitý liečby pre zamýšľaný typ ošetrenia.

10 cm
Ø 11cm

